

Prüfgas und Druckminderer für Abgastester

Post by "Insulaner" of Dec 9th 2023, 4:24 pm

Hallo Sebastian,

[Quote from Brender](#)

Habe auch intensiv mit Dekra und Hella Kontakt gepflegt um den Tester so umzuprogrammieren das er nicht mehr kalibriert werden muss. Ging auch nicht.

mein Tester ist PC basiert und man kann beim Booten das Datum verstellen. Ich hatte auf dem Internet den Service Code für einen bestimmten Tag gefunden, dieses Datum stelle ich ein, gebe den Service Code ein und dann kann man praktisch alles machen.

Viele Grüße,

Hagen